

簡易コルセットを2つ使うダブルコルセット固定



簡易コルセットは、ラクールFXを使用

一つ目は乳房の下を頂点に前後逆に装着。

丈の長い後方を前方にすることで胸骨に届き、またしっかりした生地を前にできるので固定力が向上する。



2つ目は通常通り装着する。2つ目の一部は、上のコルセットと重ねてウエストをコルセットのベルトで押さえ、二つのコルセットがずれにくいようにする。簡易コルセットの金具は、体に沿って曲げる。



固定力をあげたい場合、コルセットの上から弾性包帯を巻く。